

バキュームプラスシリコンゴム 十字型

※バキュームの先に取り付ける
シリコンゴムチップです。

※吸い込み口に十字型の格子をもうけ、インレー等を、
間違えて吸い込んだ時、その部分に止まるように、
工夫してあります。

※良質シリコンを使用しており、長期柔らかさを
持続します。オートクレーブ滅菌や薬液消毒が可能です。

【材質】 ケイ素化合物を主成分とする合成樹脂（シリコン樹脂）

【サイズ】 内径Φ11mm 外径Φ14mm 全長Φ38mm

【耐熱温度】 -70℃～+150℃



12個入り

ST石膏へら、STアルギンへら

※オールステンレスの為、耐腐食性に優れ、
薬液、オートクレーブなどの滅菌及び消毒
に最適です。

※非常に軽量の為、練和作業において疲れ
にくくなっています

歯科用練成へら（一般医療機器）届出番号：【アルギン】

15B3X00004000042 【石膏】 15B3X00004000041



※木柄のアルギンへら、石膏へら

歯科用練成へら（一般医療機器）届出番号：【アルギン】

15B3X00004000044 【石膏】 15B3X00004000043



販売元 **株式会社 三バタ**

URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>
台東区上野5-25-17 TEL 03-3836-4811