



PINK DISC


ペーパーディスク代わりに使用します。
耐久性抜群な厚さ0.3mmの樹脂製ディスクです。
片面のみに80 μ の砥粒が付いておりとても経済的でストレスフリーな極薄ポリディスク！

希望販売価格 ¥690 10枚入り

是非一度お試しください。

使用例 1

前装冠歯間部の形態修正



使用例 2

レジン床とクラスプ部の
バリ取り



使用例 3

チェアサイドでテックの調整



株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL:03-3836-4811 FAX:03-3836-2585
URL:www.dental-shibata.co.jp/

製造販売元 有限会社 イオス
東京都八王子市大船町660番地
TEL:042(668)8625
一般的名称: 歯科用研磨器材
届出番号: 13BX3X10185000010