


空回り防止機構付きマンドレル

スリップレスマンドレル



空回りなしで、仕事を回す。

Effective work without spins



● 空回り防止機構

大きさや形の異なる**20個の凸部**が
繊維に噛み込むことで、**空回りを抑制**します。



スリップレスマンドレルを開発は、

「**不織布や海綿を使った時に、空回りをしてしまう。**」

という、みなさまのご意見から始まりました。

さまざまな方法を検討し、「**上部はゴム、下部は凸**」で
挟むシステムのマンドレルが完成。

空回りのストレスがないマンドレルをお試ください。

歯科用マンドレル
マンドレル HP
ラージスリップレスマンドレル

形態：1種

包装・価格(税別)：

●5本入り＝

一般医療機器 28B3X10005000002

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2018年1月現在の物です。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町 7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp